

## **INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR**

### **Objetivo**

O indicador biológico *Medtest* monitora o funcionamento da autoclave, oferecendo com seu uso periódico, confiabilidade e segurança ao processo de esterilização.

### **Controle**

É de responsabilidade do profissional e do estabelecimento comprovar o controle e perfeito desempenho do equipamento, garantindo assim, a eficiência do ciclo de esterilização, segundo recomendação da Anvisa.

### **Características**

Conforme NBR ISO 11138-3, cada ampola contém em seu interior uma população definida de *Geobacillus stearothermophilus* que irá reagir sensivelmente ao processo, indicando a eficácia ou não do ciclo de esterilização, após o período de incubação.

### **Atende aos valores de:**

121°C a 134°C

Leitura final em 24 e 48 horas.

### **Apresentação:**

Caixa com 8,10,50 ou 100 ampolas



- ① — Embalagem  
Cada embalagem contém a bula e o certificado de qualidade.



- ② — Tampa perfurada  
Proporciona o contato com o ambiente externo, permitindo a penetração do vapor.
- ③ — Etiqueta indicadora  
Etiqueta controle que atesta a participação no ciclo.