

MEDCREP

SISTEMA DE BARREIRA ESTÉRIL PAPEL CREPADO

MEDCREP é uma embalagem geração 1 destinada ao empacotamento de materiais hospitalares com grande resistência ao rasgo. Indicada para processos de esterilização por vapor, óxido de etileno ou radiação.

- 100% Celulose
- Maior Proteção
- Resistência a rasgos (adequado para materiais pesados, pontiagudos ou cortantes)
- Atóxico
- Biodegradável
- Eficiente barreira microbiana
- Repelência à Líquidos
- Repelência à Álcool
- Boa penetração e remoção do agente esterilizante
- Disponível em bobinas ou folha



Folhas de Papel Crepado



Bobinas de Papel Crepado

TAMANHOS
FOLHAS DE PAPEL CREPADO
30cm x 30cm
40cm x 40cm
50cm x 50cm
60cm x 60cm
90cm x 90cm
100cm x 100cm
120cm x 120cm